

BEPALING	MATERSOORT	OPMERKING	BESTEMMING	HOEEVELH	RESPONST
1e trimester serumtest		zie Aangeb.afw.1e trim (AMC)			
3 mnd. ET-screening (W699)	B STOLbloed		Sanquin	15 ml	www.sanquin.nl
a-ADAMTS13	B Citraat-pl.		Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
Aangeb. stofwisselingsz.	U	Zie aminozuren (bl/ur)			-
Aangeb.afw.1e trim (AMC)	B Serum		AMC	1 ml	nvt
Aardappel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Aardbei	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
ABO bloedgroep problemen	B EDTA-bloed		Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
Absolute lymfocyten(p0406)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur op CLB	Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
Absolute neutrofiel count	B EDTA-bloed		hemat	5 ml	< 4 uur
Ac.leu 11q23 hers/del.(P035)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Ac.leu 11q23 hers/del.(P035)	B , EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
ACE	B Serum		OLVG	0,5 ml	1 week
Aceton	U	Zie ketonen			-
Acetylglucosaminidaseβ-N	B EDTA-bloed	Ma, Di, Wo	LUMC	10 ml	> 3 wkn
Achr(A011) en Musk(A048)	B Serum	A011 neg dan wordt A048 ook bepaald	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Acid Ham Test(E929)	B EDTA-bloed		Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
ACTH	B EDTA-pl.	Op ijs	olvg	1 ml	1 week
Actief vitamine B12	B Serum		ERAS	2 ml	2 wkn
ADCC-test(E905)	B Serum		Sanquin	7 ml	www.sanquin.nl
ADH	B Spec.buis n.vacu	op ijs, niet vacuum afnemen	AMC	7,5 ml	> 3 wkn
Adrenaline	U	Zie Metanefrinen			-
A-dsDNA	B Serum	cito alleen na overleg met KC	olvg	3 ml	2 wkn
AF-iso-enzymen	B Serum		UMCU	1,0 ml	4 wkn
AFP	V Vruchtwater		OLVG	0,5 ml	1 werkdag
AFP	B Serum, hep-pl.		olvg	0,2 ml	1 werkdag
Aggregatie door Inductoren	B Speciale buis		OLVG	10 ml (x3)	1 werkdag
Aggregatie spontaan	B Speciale buis		OLVG	10 ml (x3)	1 werkdag
ALAT	B Hep-EDTAp,serum		AKC		< 4 uur
Albumine	AN		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Albumine	B Hep.pl. , serum		AKC		< 4 uur
Albumine quotient	L	Zie IgG-index			1 werkdag
Albumine quotient	B	Zie IgG-index			1 werkdag
Aldosteron	U Urine 24u		AMC	1 ml	4 wkn
Aldosteron/Renine	B EDTA-pl.		olvg	0,6 ml	4 wkn
Alfa foetoproteine	B	Zie AFP			-
alfa thalassemie (b003)	B EDTA-bloed	Niet afdraaien	Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
Alk.Fosf. der leucocyten		Vervallen per 2011			
Alkalische fosfatase	B Hep.pl. , serum		AKC		< 4 uur
ALL (P901)	B ,BM EDTAbloed	Niet koelen	olvg	20 ml	2 werkdgn
Allergenen (onbekend)	B Serum, hep-pl.	Wordt verstuurd door AKC	OLVG	1 ml	3 wkn
Alloantistoffenonderz.(T922)	B Serum	Niet koelen	Sanquin	7 ml	www.sanquin.nl
Aluminium	B Na.-hep.pl.	Afdraaien, niet overgieten en naar SC2	olvg	2 ml	3 wkn
a-MAG	B Serum		ERAS	2,5 ml	2 wkn
Amandel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
AMH	B Serum		ERAS	0,5 ml	> 3 wkn
Aminozuren	B serum/pl/bloed	Voor juiste materiaal,zie aanvraag AMC-form	AMC	0,5 ml	> 3 wkn
Aminozuren (gediff.)	U Urine 24u,portie	Sparen bij 4°	AMC	10 ml	> 3 wkn
AML (P002)	B ,BM EDTAbloed	Niet koelen	olvg	20 ml	2 werkdgn
Ammoniak	B hep-bl, ven.	IJs, Direct naar AKC (<30')	AKC	1 ml	<30 min.
Amoxicilloyi	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
a-MPO	B Serum	cito alleen na overleg met KC	olvg	1 ml	2 wkn
a-Muscle specifiek kinase	B	Zie As. Musk			-
Amylase	B Serum, hep-pl.		VUMC	1 ml	1 werkdag
Amyloid A	B EDTA-pl/serum	In polyprop. Buis opvangen direct afdraaien	VUMC	2,0 ml	2 wkn
Amylum	F Feces portie		AKC	1 gr	3 werkdgn
ANA	B Serum	indien POS: ENA/a-dsDNA	olvg	1 ml	2 wkn
Ananas	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
aNaphAcetEsterase	B	Kleuring	olvg		-
aNaphAcetEsterase	BM	Kleuring	olvg		-
ANCA	B Serum	indien POS: a-PR3/a-MPO	olvg	2 ml	2 wkn
Androsteendion	B Hep.pl. , serum		AMC	1 ml	> 3 wkn
ANF	B	Zie ANA			-
Aniongap	B Hep.pl./bloed	Natrium + Chloride + Bicarbonaat	AKC		<30 min.
ANP	B EDTA-pl	Nna afname direct op ijs	UMCR	3 ml	2 mnd
Anti CCP (ACPA)	B Serum, hep-pl.	zie ook reumaserologie	OLVG	1 ml	1 week

Anti Faktor II	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	1 week
Anti Faktor IX	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	1 week
Anti Faktor V	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	1 week
Anti Faktor VII	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	1 week
Anti Faktor VIII	B Citraat-pl.	Overleg Stolling	Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
Anti Faktor XI	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	1 week
Anti Faktor XII	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	1 week
Anti GAO	B	Zie As Pancreas (EvL)			-
Anti Ia50	B	Zie As Pancreas (EvL)			-
Anti liaact. Dabigatran	B Citraat-pl.		OLVG	0,5 ml	1 week
Anti Perinucl. Fact (APF)	B	Zie anti-CCP			-
Anti Xa act. Apixaban	B Citraat-pl.		OLVG	0,5 ml	1 week
Anti Xa act. Rivaroxaban	B Citraat-pl.		OLVG	0,5 ml	1 week
Anti Xa activiteit	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	5 werkdgn
Antifosfolipiden onderzoek(H028)	B Citraat-pl.	Direct invriezen	Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
Anti-GQ1b	B Serum		ERAS	1,0 ml	1 mnd
Anti-HU	B Serum	zie ook Paraneopl neurologische antist.	ERAS	5 ml	> 2 wkn
Anti-HU	L Liquor	zie ook Paraneopl neurologische antist.	ERAS	2 ml	> 3 wkn
Anti-Mullerse Hormoon	B	Zie AMH			-
Antiplasmine act. A2(H044)	B Citraat-pl.	Overleggen met hematologie KC	Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
Antiplasmine ant. A2(H045)	B Citraat-pl.		Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
Antistoffen HLA-A,B,C (W017)	B Serum	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Antitrombine	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	<30
Antitryp.kwant+feno A1(S012)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Antitrypsine A1	B Hep.pl. , serum		OLVG	0,5 ml/5 g	1 week
Antitrypsine A1	F Feces portie		Medlon	5 g	2 wkn
AP 50	B Serum	Direct invriezen	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Apo lipoproteine A1	B Serum, hep-pl.		AKC	3,5 ml	< 4 uur
Apo lipoproteine B	B Serum, hep-pl.		AKC	3,5 ml	< 4 uur
Apo lipoproteine E	B EDTA-bloed		AMC	3,5 ml	> 3 wkn
APO-E genotypering	B EDTA-bloed	Koel bewaren	SLZ	3,5 ml	> 3 wkn
APO-transcobalamine	B EDTA-pl.	Haptocorrine, apo-haptocorrine	ERAS	2 ml	1 mnd
Appel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
a-PR3	B Serum	vervolgonderzoek van pos. ANCA	olvg	1 ml	2 wkn
Aprotinine	B	Zie VIP en PPI			
APTT	B Citraat-pl.		STOL	2,7 ml	< 4 uur
APTT Dier	B Citraat-pl.		STOL	2,7 ml	< 4 uur
APT-test	F MA	zie occultbloed pasgeborene	AKC		4 werkdgn
As- paraneopl.neur	B Serum		ERAS	2 ml	2 wkn
As. Leverantigenen	B Serum	= mitoch. LKM-1, LC-1, SLA/LP, Sp100, PML, gp210	olvg	1 ml	2 wkn
As. Abciximab (Reopro)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As. Acetylchol.receptor(A011)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Adalimumab (Humira)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As. Aquaporine-4 (A019)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. b2-glycoprot./IgG/IgM	B Serum		OLVG	1 ml	1 week
As. Bijnierschors(A009)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. C1 esteraseremmer(C015)	B EDTA-pl.	Direct invriezen	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Cardioline	B	Zie As Cardioline tegen IGG en IGM			
As. Cardioline IgG	B Serum	As tegen IGG en IGM	OLVG	1 ml	1 week
As. Cardioline IgM	B Serum	As tegen IGG en IGM	OLVG	1 ml	1 week
As. Centromeren(A033)	B Serum		olvg	4 ml	2 wkn
As. Choline-receptor	B Serum		AZG	0,5 ml	
As. Cornea(A015)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. DNA Farr-assay(A027)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. DNA PEG-assay (A028)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Dwarsgestreept spierweefsel(A021)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Endomysium	B Serum	+ a-TTG	olvg	0,4 ml	2 wkn
As. Etanercept (Enbrel)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As. GAD65	B Serum		olvg	0,3 ml	2 wkn
As. Glad spierweefsel(A004)	B Serum		olvg	200 ul	2 wkn
As. Gliadine	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Glomerulaire bas.m.(A917)	B Serum		OLVG	1 ml	1 week
As. Granulocyten(T913)	B EDTA-bloed	Niet koelen	Sanquin	25 ml	www.sanquin.nl
As. Hartspier(A012)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Histonen(A034)	B Serum		Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
As. Huid(A014)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. IA-2(A050)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl

As. IgA	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Infliximab (Remicade)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As. Insuline	B Serum		AMC	1 ml	> 3 wkn
As. Intrinsic Factor	B Serum		olvg	1,5 ml	2 wkn
As. Musk (A048)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Ovarium(A054)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Pancreas (EvL)(A018)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Pariëtele cellen	B Serum		olvg	1,5 ml	1,5 week
As. Phospholipase A2 Receptor(A053)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As. Reticulinevezels(A007)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Rituximab (Mabthera)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As. Saccharomyces (ASCA)	B Serum		VUMC	1 ml	3 wkn
As. Schildklier (A057)	B	Zie TPO			-
As. Soluble liver(A051)	B Serum			200 ul	2 wkn
As. Speekselklier(A013)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Tegen C1q	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. Tissue transglutaminas	B serum	pos. Ook IgG-DGP, <2 jr ook IgA-DGP	olvg	0,2 ml	> 3 wkn
As. Tocilizumab (Actemra)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As. Trastuzumab (Herceptin)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As. TSH-receptoren	B serum	zie ook TBII	olvg	1 ml	3 wkn
As. Tubulaire basaalm.(A016)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
As. ZnT8	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
as.HMGCR (A060)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As.Natalizumab (Tysabri)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
As.Omalizumab (Xolair)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
ASAT	B Hep-EDTApl,serum		AKC	1 ml	< 4 uur
ASDChIAceEsterase	BM	Kleuring	olvg		-
ASDChIAceEsterase	B	Kleuring	olvg		-
Aspect	F Feces		ULAB		< 4 uur
Aspect	U Urine portie		ULAB	8 ml	< 4 uur
Aspergil.fumi.prec.an.(z255)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Aspergillus fumigatus	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
a-SSA	B Serum		olvg	0,5 ml	1 week
As-Sarccaromyces Cerev.ast	B	Zie ASCA			
a-SSB	B Serum		olvg	0,5 ml	1 week
a-TPO	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	1 week
AUL (P903)	B ,BM EDTAbloed		olvg	20ml	2 werkdgn
Auto a.s tegen lymfocyten	B Hep.bloed		Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Bakkersgist	B	Zie Saccaromyces			-
bakkersmengsel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Bakkersmix Al.(pax4)	B Serum, hep-pl.	tarwe-soja-meloen-ri202	OLVG	1 ml	3 wkn
Banaan	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
b-caroteen	B Ser,edta-pl,hep-	Donker bewaren	VUMC	1 ml	2 wkn
B-CLL som. Hypermut.(P908)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
B-CLL som. Hypermut.(P908)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
b-CTX	B Serum		ERAS	2 ml	2 wkn
Bence Jones/vrije lichte ketens	U Urine 24u,portie		olvg	4 ml	4 werkdgn
Berkenpollen Al.bl.as.(z187)	B Serum, hep-pl.	Bepalen met eerder ingezonden monster	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Berkenpollen Al.bl.as.(z190)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Beta-hydroxyboterzuur		Zie POCT-meter op HKCL			
Beta-trace eiwit	B Serum	Moet ook liquor afgenomen worden!	AMC	1 ml	1 week
Beta-trace eiwit	L Liquor/vocht	Moet ook serum afgenomen worden!	AMC	150ul	1 week
Bezinking	B EDTA-bloed		hemat	1,5 ml	< 4 uur
Bicarbonaat	AN		AKC	1 ml	< 4 uur
Bicarbonaat	B Hep.bloed	Houdbaarheid < 2 uur	AKC	1 ml	< 4 uur
Bijegif	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Bijegif Al.bl.as.(z202)	B Serum, hep-pl.	Bepalen met eerder ingezonden monster	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Bijegif Al.bl.as.(z205)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Bilirubine (neonaat)	B Hep.bloed	<60 min	AKC		< 4 uur
Bilirubine geconj.	B Hep.pl. , serum	Donker bewaren	AKC		< 4 uur
Bilirubine totaal	AN	Donker bewaren	AKC		< 4 uur
Bilirubine totaal	B Hep.pl. , serum	Donker bewaren	AKC		< 4 uur
Blasten crise CML(P905)	B ,BM EDTAbloed		olvg	20 ml	2 werkdgn
Bloedgas	BM	direct naar lab!	AKC		<30 min.
Bloedgas (capillair)	B Hep.bloed	direct naar lab!	AKC		<30 min.
Bloedgas (veneus/arterieel)	B Hep.bloed	direct naar lab!	AKC		<30 min.
Bloedgr.problematiek CLB			sanquin		
Bloedgroep	B EDTA-pl.	Afdraaien, niet overgieten	LBT	5 ml	< 1 uur
Bloedingstijd Surgicut/Ivy	B Bloed	alleen na overleg	STOL	1 ml	1 werkdag
Bloedpigmenten	L Liquor	buis verpakken in aluminiumfolie (donker)	hemat	2 ml	< 4 uur
BNP	B	zie nt-pro bnp			-
Boekweit	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn

Boompollenmix	B Serum, hep-pl.	grauwe els-ruwe berk-hazelaar-eik-wilg	OLVG	1 ml	3 werkdgn
BRCA1, BRCA2	B EDTA-bloed	2x 7ml	VUMC	14 ml	-
C4-polymorfisme(C019)	B Serum	Direct invriezen	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
CA 15-3	B Serum, hep-pl.		olvg	2 ml	1 werkdag
CA-125	B Serum, hep-pl.		olvg	0,5 ml	1 werkdag
CA-125	AN		olvg	0,5 ml	1 werkdag
CA-19.9	B Serum, hep-pl.	Direkt invriezen (-20 C)	olvg	0,5 ml	1 werkdag
Cacao	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Calcitonine (HCT)	B Serum		YSEL	2 ml	> 3 wkn
Calcium	B Hep.pl., serum		AKC		< 4 uur
Calcium	U Urine 24u/2u	+ Krea pH<6,0	AKC	5 ml	< 4 uur
Calcium (geïoniseerd)	B Hep.bloed		AKC	1 ml	< 4 uur
Calcium (geïoniseerd)	B Serum		AKC	1 ml	< 4 uur
Calprotectine	F Feces		olvg	1 gr	2 wkn
Candida albi. prec.an.(z258)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Carbo deficient transferr.	B	Zie CD-tect			-
Carnitine (vrij + totaal)	B Serum, hep-pl.		VUMC	2 ml	4 wkn
Caroteen (b)	B	Zie Vitamine A			-
cascade Adalimumab (Humira)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
cascade Etanercept (Enbrel)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
cascade Infliximab (Remicade)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
cascade Rituximab (Mabthera)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
cashewnoot	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Catecholaminen	U Urine 24u/portie	+ MET	olvg	zie MET	4 wkn
Catecholaminen	B	zie Metanifrine/Normetanifrine			
Catecholaminen	U Urine 24u/portie	CAT/MET-1fls/<16 jr naar AMC voor CAT	AMC	250 ml	2 wkn
Cavia-epitheel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
CD27 soluble	L Liquor		AMC	0,5 ml	> 3 wkn
CD27 soluble	B Stolbloed		AMC	5 ml	> 3 wkn
CD4,CD8 (L001)	B EDTA		olvg	5 ml	www.sanquin.nl
CD4/CD8 ratio	B EDTA-bloed	Niet op vrijdag	olvg	4 ml	4 werkdgn
CD4-bepaling	B EDTA-bloed	Niet op vrijdag	olvg		4 werkdgn
CD-tect	B Serum		OLVG-W	1,0 ml	1 week
CEA (Bayer) Flevo	B Serum, hep.pl.			0,2 ml	1 werkdag
CEA (Bayer) Flevo	AN			0,5 ml	1 werkdag
CEA (Roche)	B Serum (heppl io)		AKC	0,2 ml	<2 uur
CEA (Roche)	AN		AKC	0,5 ml	<2 uur
Cellcept	B EDTA-bloed	= Mofetil spiegel	UMCG	5 ml	
Cellen totaal	L Liquor		hemat	0,5 ml	< 4 uur
Celscheiding(P024)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Celscheiding(P024)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Cerebellaire Ataxie	B EDTA-bloed		UMC	21 ml	6 mnd
Ceruloplasmine	B hep.pl., serum		OLVG	0,5 ml	1 werkdag
CF-DNA onderzoek	B	zie cystic fibrose-dna onderzoek			-
CH 50	B Serum	Direct invriezen	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Chemotaxie v/d gran.(N002)	B	Zie Granulocyten-functies (N001)			-
Chloride	L Liquor	Overleg KC	AKC		< 4 uur
Chloride	U Urine 24u		AKC	5 ml	< 4 uur
Chloride	Z Zweet	Afspraak maken met Afdelingsleider AKC	AKC		< 4 uur
Chloride	B Hep.pl/ser.(BGS)		AKC		< 4 uur
Cholesterol	B Hep-EDTApl,serum		AKC		< 4 uur
Cholesterol	AN		AKC		< 4 uur
Cholinesterase Fenotyp.	B	Zie Cholinesterase ps			-
Cholinesterase ps	B Serum		VUMC	2 ml	4 wkn
Chromogranine A	B Serum		AVL	1 ml	2 wkn
Chromosomen.ond.hemat.maligniteiten	B Hep.bloed	Voor 11.30->Receptie	AMC	5-10 ml	nvt
Chromosomen.postnataal onderzoek AMC	B Hep.bloed	Voor 11.30->Receptie	AMC	7ml	nvt
Chromosomen.postnataal onderzoek LUMC	B Hep.bloed		LUMC	10 ml	> 3 wkn
Chromosomen.postnataal onderzoek UMC	B Hep.bloed		UMC	7 ml	nvt
Chroom	B Na-hep.pl	Na kantoortijd in koelkast	olvg	4 ml	2 wkn
Chylomicronen	B Serum	+ trigl , HDL-C , chol	AKC	0,5 ml	< 4 uur
Chylomicronen	O Overig materiaal	+ trigl , HDL-C , chol	AKC	0,5 ml	< 4 uur
Chymotrypsine	F	Zie elastase			-
Ciclosporine	B EDTA-bloed		UMCG	7 ml	?
Ciclosporine	B EDTA-bloed		AMC	4 ml	1 werkdag

Circ. imm. complex.(C001)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Circ.(=Lupus)anticoagulans	B	Zie lupus anticoagulans			-
Citraat kwantitatief	U Urine 24u	Wordt ook weggezet als uitzoekbepaling	LUMC	10 ml	> 3 wkn
CK-iso	B Serum,hep-EDTApl		UMC	0,5 ml	3 wkn
CKMB(massa)	B Hep-EDTApl,serum		AKC		< 4 uur
CLB-HLA eurotransplant kidney	B Hep.bloed / STOL		Sanquin		-
CLL (P011)	B, BM EDTAbloed	Niet koelen, niet afdraaien	olvg	20 ml	2 werkdgn
CML chrom.transloc. (P029)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
CML chrom.transloc. (P029)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Cobalt	B NA-hep.pl	Na kantoortijd in koelkast	olvg	4 ml	2 wkn
Coeliakie-onderzoek	B Serum	= a-TTG/IGA/EMA evt. a-DGP	OLVG	1 ml	1 week
CO-Hb	B Hep.bloed	direct naar lab!	AKC	1 ml	<30 min.
Combinatietest		zie Aangeb.afw.1e trim (AMC)			
Compl.def.onderzoek	B Serum	Alleen aanvr. bij afwezigheid van CH50/AP50 titer. Is tevens onderz. Naar lectine compl. Activatie route.	Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Compl.eiwit B kwant.(C008)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Compl.eiwit C1q kwant(C030)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Compl.eiwit C2 kwant(C017)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Compl.eiwit C3 kwant.(C005)	B Hep.pl.,serum		OLVG	2 ml	1 werkdag
Compl.eiwit C3d kwa(C009)	B EDTA-pl.	Binnen 30' invriezen	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Compl.eiwit C4 kwant.(C006)	B Hep.pl.,serum		OLVG	2 ml	1 werkdag
Compl.eiwit C5 kwant.(C007)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Compl.pak. C1q,C3,C4(C003)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
concentratie Abatacept (Orencia)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Concentratie adalimumab (Remicade)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Concentratie Etanercept (Enbrel)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Concentratie Infliximab (Remicade)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
concentratie Natalizumab (Tysabri)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
concentratie Omalizumab (Xolair)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Concentratie Rituximab (Mabthera)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
concentratie Trastuzumab (Herceptin)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Config. imm.glob.gen(P026)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Config. imm.glob.gen(P026)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Config. T-celreceptor(P025)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Config. T-celreceptor(P025)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Consistentie	F		AKC		< 4 uur
Consistentie	AN		AKC		< 4 uur
Consistentie	MA		AKC		< 4 uur
Cortisol	B Hep.pl.,serum		OLVG	0,2 ml	1 werkdag
Cortisol	U Urine 24u	+ Krea	OLVG	10 ml	3 wkn
Cortisol Bindend Globuline	B Hep.pl.		AMC		> 3 wkn
Cortisol speeksel	A speeksel	Alleen iom KC	OLVG		1 werkdag
Cotinine	U Urine portie		MEDL	5 ml	1 maand
Cotinine	B Serum		MEDL	1 ml	2 wkn
C-Peptide	B Serum		olvg	0,5 ml	2 wkn
CPK	B Hep-EDTApl,serum		AKC		< 4 uur
Creutzfeld-Jakob (14-3-3)	L Liquor	14,3,3 eiwit tbv diagnose	UMCR	1 ml	3 wkn
CRP	B Hep-EDTApl,serum		AKC		< 4 uur
Cryofibrinogeen	B EDTA-bloed	buis 5 min. voorverwarmen in thermoskan 42 °C	olvg	18 ml	
Cryoglobuline	B Serum	buis 5 min. voorverwarmen in thermoskan 42 °C	olvg	4 ml	1 week
Cystic Fibrose-DNA onderz	B EDTA-bloed	Niet afdraaien!	SAZN	3 ml	2 wkn
Cystine kwant.	U Urine 24u	Sparen bij 4 °C	AMC	10 ml	2 wkn
Cytogenetisch onderzoek	KL		AMC		nvt
Cytogenetisch onderzoek	B		AMC		nvt
Cytogenetisch onderzoek	BM speciale buis		AMC		nvt

Cytotoxische T-cellen(p008)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur op CLB	Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
D-ala	U	Zie aminolaev.zuur(d/5)			-
d-ALA	U Urine 24u	Donker bewaren+ Krea	ZHD	10 ml	> 3 wkn
D-Dimeer test	B Citraat-pl.		STOL	2,7 ml	< 4 uur
Desoxycortisol (11)	B Hep.pl		AMC	1 ml	> 3 wkn
DHEA-Sulfaat	B Hep-pl., serum	+ SHBG	OLVG	1 ml	1 werkdag
Differentiatie automaat	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Differentiatie hand	B EDTA-bloed	Binnen 4uur verwerken	hemat		<2 werkdgn
Directe Coombs test	B EDTA-bloed	Afdraaien, niet overgieten	LBT	5 ml	< 4 uur
DIS onderzoek	B Citraat-pl.	PTT, aPTT, antitrombine, Fibrinogeen,Ddim	STOL	2,7 ml	< 4 uur
DNA diagnostiek cardio	B EDTA-bloed		AMC	14 ml	nvt
DNA diagnostiek UMC	B EDTA-bloed		UMC	21 ml	nvt
DNA double stranded	B	Zie ANF			-
DNA isolatie	B EDTA-bloed	Buis niet openen	olvg	4 ml	3 wkn
DNA onderz KG R'dam	B EDTA-bloed		ERAS	7 ml	nvt
DNA-onderz. Algemeen LUMC	B zie aanvr.form		LUMC		6 mnd
DNA-onderzoek	B EDTA-bloed	Voor 11.30->Receptie	AMC	20 ml	nvt
Dorstproef	U,B	Zie functiepr.(OLVG)Overleg KC			-
Doubletest	B	Zie aangeboren afw.			-
DPD-deficientie AMC	B EDTA-bloed	Zie DPD-deficientie SLZ			-
DPD-deficientie SLZ	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur op Slotervaartziekenhuis zijn	SLZ	5 ml	2 dgn
Duiven faeces	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
duivenserum/fa prec.an.(z259)	B Serum, hep-pl.	duivenmelkersziekte	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Duivenveren	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
D-Xylose belastingtest	U Urine 5u	5 uur sparen	AMC		> 3 wkn
Dysmorfe erythrocyten	U Urine portie VERS	in koelkast (2-8 graden) 4 uur houdbaar	ULAB	8 ml	< 4 uur
Ei-geel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Ei-wit	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Eiwit / Kreat. Ratio	U Urine 24u,portie	uit portie voor pre-eclampsie	AKC	5 ml	< 4 uur
Eiwit Kwal. (ULAB)	U Urine 24u,portie	Samenges.pakket	AKC	8 ml	< 4 uur
Eiwit totaal	B Hep.pl.		AKC		< 4 uur
Eiwit totaal	AN		AKC	1 ml	< 4 uur
Eiwit totaal	L Liquor		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Eiwit totaal	U Urine 24u,portie	+ Krea	AKC	5 ml	< 4 uur
Elastase	F Feces portie	speciale feces buis	olvg	1 gr	2 wkn
ENA	B Serum	vervolgonderzoek van pos. ANA	olvg	0,5 ml	2 wkn
Enolase (=NSE)	B	Zie NSE			-
Enzympakket(B005)	B EDTA-bloed	G6PD, glutathion-reductase en pyruvaat-kinase	Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Eosinofielen #	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Eosinofielen aantal in bl	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Eosinofielen aantal in ur	U Portie (vers)	+ sediment	AKC	8 ml	< 4 uur
Epinefrinen	U	Zie adrenaline			-
Erythrocyten	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Erytroide voorlopercel kw.	B EDTA + Stolbloed	Niet koelen	Sanquin	7/5 ml	www.sanquin.nl
Erytroide voorlopercel kw.	BM EDTA + Serum	Niet koelen	Sanquin	7/5 ml	www.sanquin.nl
Erythropoetine	B Serum		AML	3 ml	2 wkn
Es	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Esterase NaFgeremd	BM	Kleuring	olvg		-
Esterase NaFgeremd	B	Kleuring	olvg		-
Esteraseremmer act.C1 (C913)	B EDTA-pl.	Niet koelen	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Expres.leuco. func. Ag(N004)	B ,BM EDTAbloed		Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
factor H-activiteit	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Factor II (protrombine) activiteit(H007)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Factor IX activiteit (H016)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Factor VII activiteit(H009)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Factor X activiteit (H010)	B Citraat-pl.		OLVG	1,0 ml	www.sanquin.nl
Factor XI activiteit (H018)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
factor XII act(h019)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Factor XII activiteit (H019)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Faktor II antigeen (H047)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Faktor IX antigeen (H017)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Faktor V	B Citraat-pl.		OLVG	1,0 ml	1 week
Faktor V Leiden mutatie (h051)	B EDTA-bloed	Buis niet openen	Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
Faktor VIII antigeen(H012)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl

Faktor VIII Stol Act.	B Citraat-pl.		OLVG	800 ul	1 week
Faktor X antigeen(H048)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Faktor XIII(H020)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Fam. Hypercholesterolemie	B EDTA-bloed		AMC	21 ml	3 mnd
Familial Mediterranean Fev	B EDTA-bloed	= mare nostrum gen	LUMC	2x 7ml	3 mnd
Familiekruisproeven (W001)	B hep-bl, stolbloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	20 ml/5 ml	www.sanquin.nl
Ferritine	B Hep-pl.,serum		AKC	0,2 ml	< 4 uur
Fibrinogeen	B Citraat-pl.		STOL	1,0 ml	< 4 uur
Fip111/pdgfra	B EDTA-bloed		Sanquin	4 ml	-
FMF	B	Zie familial mediterranean fever			-
Foliumzuur	B Serum		AKC	0,2 ml	< 4 uur
Food follow-up	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Fosfaat	B Hep-EDTApI,serum		AKC		< 4 uur
Fosfaat	U Urine 24u/2u	+ Krea pH<6,0	AKC	5 ml	< 4 uur
Fragiele X syndr. AMC	B EDTA-bloed		AMC	14 ml	nvt
fragiele X syndr. LUMC	B EDTA-bloed		LUMC	14 ml	3 mnd
Fragmentocyten (index)	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Free light chains	B Serum, hep-pl.	bij pos. CRYO, afname op 42 graden	OLVG	0,5 ml	3 wkn
Fructosamine	B Serum		VUMC	1 ml	4 wkn
Fruitmengsel	B Serum, hep-pl.	sinaasappel-f42-banaan-perzik	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Fruitmix 6 Al.(rf15,r176)	B Serum, hep-pl.	appel,banaan,kiwi,perzik	OLVG	1 ml	3 werkdgn
FSH	B Hep.pl. , serum		AKC	0,2 ml	< 4 uur
G6PD (B006)	B	Zie Glucose-6-fosf.dehydr			
G6PD na Cr-inhibitie(B912)	B Spec.buis CLB	Afnameset wordt door CLB opgestuurd indien	Sanquin		www.sanquin.nl
Galzure zouten	B	Zie galzuren			
Galzure zouten	F Feces, 3x 24u	Alleen iom KC	UMC		> 3 wkn
Galzuren	B Serum, hep-pl.		OLVG	0,5 ml	1 werkdag
Gamma GT	B Hep-EDTApI,serum		AKC		< 4 uur
Garnaal	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Gastrine	B Serum, hep-pl.	Nuchter	AMC	1 ml	> 3 wkn
Gelatine Al.(C74)	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Genetische metabole ziekten	B, U	Zie Aminozyuren			-
GFR(MDRD formule)	B Hep-pl.		AKC	1 ml	< 4 uur
Gilbert gen	B	Zie M.Gilbert gen			-
Gist	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Glucagon	B Hep.plasma		AMC	2 ml	> 3 wkn
Glucuronasië in leuco b-2	B EDTA-bloed	ook urine screening	LUMC		
Glucose	L Liquor		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Glucose	AN		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Glucose	B NaF-Ox.bloed		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Glucose	U Urine portie	Samenges.pakket	AKC	8 ml	< 4 uur
Glucose arterieel	B Hep.bloed, art	direct naar lab!	AKC	1,0 ml	<30 min.
Glucose nuchter	B NaF-Ox.bloed		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Glucose-6-fosf.dehydr.(b006)	B EDTA-bloed	Niet afdraaien, wordt automatisch B005			www.sanquin.nl
Glutation reductase(B007)	B EDTA-bloed	Niet afdraaien, wordt automatisch B005			www.sanquin.nl
Granenmengsel	B Serum, hep-pl.	tarwe-rogge-gerst-rijst	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Granenmengsel	B Serum, hep-pl.	tarwe-haver-mais-sesamzaad-boekweit	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Granulocytenfuncties(N001)	B Hep.bloed	Binnen 24 uur op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Grasparkietfaeces	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Graspollen Al.bl.as.(z154)	B Serum, hep-pl.	Bepalen met eerder ingezonden monster	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Graspollen Al.bl.as.(z157)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Graspollenmengsel 3	B Serum, hep-pl.	reukgras-engels raaigras-timotheegras-rogge-echte witbol	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Groeihormoon	B Serum		olvg	0,5 ml	2 wkn
Groentemengsel	B Serum, hep-pl.	wortel-aardappel-f214-f244	OLVG	1 ml	3 werkdgn
HA Aldomet(E922)	B Bloed	8ml stol-, en 8ml hep.bloed	Sanquin		www.sanquin.nl
HA door mem.stoornis(E027)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur op CLB	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HA Penicilline(E923)	B Bloed	8ml stol-, en 8ml hep.bloed	Sanquin		www.sanquin.nl
HA Probenecide(E925)	B Bloed	8ml stol-, en 8ml hep.bloed	Sanquin		www.sanquin.nl
HA Rifampicine(E924)	B Bloed	8ml stol-, en 8ml hep.bloed	Sanquin		www.sanquin.nl
HAdoorAutoAs Flevo(E921)	B Bloed	8ml stol-, 8ml hep.bloed en 5ml EDTA.bloed	Sanquin		www.sanquin.nl
Hairy Cell leukemie (P915)	B ,BM EDTAbloed	Niet koelen Binnen 24 uur op CLB	olvg	20 ml	www.sanquin.nl
Hamsterepitheel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Haptoglobine	B Serum,Hep,edtapl		OLVG	0,5 ml	1 werkdag
Hazelaar	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Hazelnoot	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn

HbA1C	B EDTA/NaF.bloed		AKC	1 ml	2 werkdgn
HbA1c (afwezigheid HbA)	B EDTA-bloed		ISALA	2 ml	1 week
HbF (vlg Kleihauer)	B	Zie Kleihauertest			-
Hb-pathie	B	zie Hemoglobinopathie			-
HBS/C mutatie	B EDTA-bloed	Foetaal bloed	LUMC	5 ml	-
HCG + $\beta$ -HCG	B Hep.pl. , serum		AKC	0,5 ml	< 4 uur
HCG MOLA registratie	B Serum		UMCR	3 ml	2 werkdgn
HDL-C	B Hep-EDTApl,serum		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Heinz bodies test	B EDTA-bloed	aanvraag naar SH, uitslag bij dif	olvg		2 werkdgn
Hem trf reactie(E913)	B Bloed		Sanquin		www.sanquin.nl
Hematocriet	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Hemochromatose mutatie (b017)	B EDTA-bloed	Buis niet openen	Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Hemoglobine	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Hemoglobine	AN		hemat		< 4 uur
Hemoglobinopathie	B EDTA-bloed	Samengesteld pakket; zie toelichting	olvg	4,5 ml	3 wkn
Hemoglobinopathie (Sikkelcel)	B EDTA-bloed	Samengesteld pakket; zie toelichting	olvg	4,5 ml	3 wkn
Hemoglobinopathie routine LUMC	B EDTA-bloed	ma t/m do	LUMC	14 ml	> 3 wkn
Hemoglobinopathie spoed HbS	B EDTA-bloed	alleen tijdens kantooruren	LUMC	7 ml	> 3 wkn
Hemoglobinopathie vervolg LUMC	B EDTA-bl, HEP-bl	10 ml EDTA + 7 ml HEP op smeltend ijs!	LUMC	-	> 3 wkn
Hemolyse onderzoek	B Bloed	8ml stol-, 8ml citraat- en 8ml hep.bloed	Sanquin		www.sanquin.nl
Hepatitis A IgG + IgM	B Serum		OLVG	2 ml	1 werkdag
Hepatitis B	B Serum		OLVG	2 ml	1 werkdag
Hepatitis B anti-HBc	B Serum		OLVG	2 ml	1 werkdag
Hepatitis B anti-HBs	B Serum		OLVG	2 ml	1 werkdag
Hepatitis B HBs-Ag	B Serum		OLVG	2 ml	1 werkdag
Hepatitis C	B Serum		OLVG	2 ml	1 werkdag
HIAA 5 (kwant.)	U Urine 24u,portie	+ Krea	olvg	10 ml	3 wkn
Histamine afbr.prod.	U Urine	Zie tryptase			-
Histamine metabolieten	U	Zie methylhistamine			-
Histaminemetaboliëet imidazolAA	U	Zie methylimidazolazijnzuur			-
HIT(T040)	B EDTA + Stolbloed		Sanquin	2*5 ml + 8 ml	www.sanquin.nl
HIV 1-2	B Serum		OLVG	2 ml	1 werkdag
HLA_B57 Typering	B EDTA-bloed		Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
HLA-A (hoge resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-A (lage resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-B (hoge resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-B (lage resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-B*27 confirmatie test	B EDTA-bloed		Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
HLA-BQB1 (hoge resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-BQB1(lage resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-C (hoge resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-C (lage resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-DQ2/DQ8(W006)	B EDTA-bloed		Sanquin	5 ml	2 wkn
HLA-DRB1 (hoge resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-DRB1(lage resolutie typering)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
HLA-DRB1*15:01/DQB1*06:02 typering(W005)	B EDTA-bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
HOLO-TC	B	zie Actief vitamine B12			-
Homocysteïne	B Hep-pl.		MCZ	4,5 ml	2 wkn
Hond Al.bl.as.(z285)	B Serum, hep-pl.	Bepalen met eerder ingezonden monster	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Hond Al.bl.as.(z286)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Honderoos	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Huisstofmijt	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Huisstofmijt	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Huisstofmijt Al.bl.as.(z160)	B Serum, hep-pl.	Bepalen met eerder ingezonden monster	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Huisstofmijt Al.bl.as.(z163)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Humaan anti-muis as. (HAMA)	B Serum	ook TSH aanvragen	AMC	1 ml	1 week



Huntington, ziekte van	B EDTA-bloed	DNA onderzoek	LUMC	9.0 ml	
HVA	U Urine 24 u		AMC	100 ml	3 wkn
hydroxyprogesteron a-17	B	Zie progesteron OH17			-
IEF-Transferrine CDG	B	zie transferrine IEF-CDG			-
IgA	B Serum,hep+edtapl		OLVG	0,5 ml	1 werkdag
IgA def. Onderzoek(S902)	B Serum	Bij IgA kleiner dan 0.05 g/L	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
IgA-antistof tegen gliadine	B	Zie coeliakie-onderzoek			-
IgA-subklassen	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
IgD	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
IgE totaal (r004)	B Serum, hep-pl.		OLVG	0,5 ml	3 werkdgn
IGF1	B Serum		olvg	0,5 ml	2 wkn
IGF-BP3	B Serum		VUMC	0,5 ml	3 wkn
IgG	B Serum,hep+edtapl		OLVG	0,5 ml	1 werkdag
IgG Index (liq./bloed)	L Liquor	Ook serum nodig	olvg	0,5 ml	3 werkdgn
IgG Index (liq./bloed)	B Serum	Ook liquor nodig	olvg	0,5 ml	3 werkdgn
IgG1(s061)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
IgG2(s062)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
IgG3(s063)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
IgG4(s604)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
IgG-antistof tegen gliadine	B	Zie coeliakie-onderzoek			-
IgG-subklassen (s006)	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
IgM	B Serum, hep-pl.		OLVG	0,5 ml	1 werkdag
Ijzer	B Hep.pl. , serum		AKC		< 4 uur
Ijzer	U Urine 24u	hele bokaal.-> SC2 Niet invullen!	olvg	10 ml	2 wkn
Ijzer/Transferrine verz.	B	berekende bepaling (ijzer/transferrine)			-
Ijzerbindingscapaciteit(TYBC)	B	= 2xtransferrine			-
ImmunoBal	B Stol, EDTA-bloed		AMC	4,5 ml+4,5 ml	1 werkdag
ImmunoBal	A lavaat	lavage separaat	AMC	50 ml	1 werkdag
Immuno-electroforese	B Serum		olvg	1ml	3 werkdgn
Immuno-electroforese	L Liquor	liquor minimaal 1 ml	olvg	1 ml	3 werkdgn
Immuno-electroforese	U	zie Bence jones/vrije korte ketens			-
Immunofenotypering	L Liquor	niet op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen	olvg	1 ml	2 werkdgn
Immunofenotypering	B EDTA-pl.	niet op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen	olvg	1 ml	2 werkdgn
Immunofenotypering	KL	niet op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen	olvg	1 ml	2 werkdgn
Immunofenotypering	BM	niet op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen	olvg	1 ml	2 werkdgn
Immunofenotypering	AN	niet op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen	olvg	1 ml	2 werkdgn
Immunofenotypering (YZ)	BM	niet op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Immunofenotypering (YZ)	L liquor	niet op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Indices (MCH,MCHC,MCV)	B EDTA-bloed	=Hb,Ht,ery	hemat		< 4 uur
Inhibine A	B Serum		ERAS	500 ul	2 wkn
Inhibine B	B Serum		ERAS	500 ul	2 wkn
INR	B	Zie PTT-INR			-
Insuline	B Serum	Kleine kinderen minimaal 200 ul plasma	olvg	0,5 ml	2 wkn
Insuline(humaan)	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Insuline(runder)	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Insuline(varkens)	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Insuline-like Growth Fact1	B	Zie IGF1			-
Interleukine-6 (A003)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Inv(16) bij AML-M4 Eo(P034)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Inv(16) bij AML-M4 Eo(P034)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Irr As Ery week 12 zwangerschap (E944)	B Stol- + EDTA-bl.		Sanquin	2x 7 ml	www.sanquin.nl
Irrreg. Antistoffen Screen.	B EDTA-pl.	Afdraaien, niet overgieten	LBT	5 ml	< 4 uur
Isoelectr. Focussing	L Liquor		olvg	1 ml	2 wkn
JAK2 exon 12 mutatie	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Jak2-mutatie (P003)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	olvg	20 ml	www.sanquin.nl
JennerGiemsa	B	Kleuring	olvg		-
JennerGiemsa	BM	Kleuring	olvg		-
JennerGiemsa	KL	Kleuring	olvg		-
Jodiumexcretie	U Urine 24u	= jodium excretie in urine iom KC	AMC	10 ml	
Kabeljauw	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Kalium	AN		AKC		< 4 uur
kalium	U Urine 24u,portie		AKC	5 ml	< 4 uur

Kalium	F Feces portie		AKC	Totaal	< 4 uur
Kalium	B Hep.pl. , serum		AKC		< 4 uur
Kalium	B Hep.bloed		AKC	2 ml	<30 min.
kanarie veren/fa prec.an.(z260)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Karyotypering	B Hep.bloed	Zie Chromosomen postnataal onderzoek AMC			-
kat Al.bl.as.(z172)	B Serum, hep-pl.	Bepalen met eerder ingezonden monster	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
kat Al.bl.as.(z175)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Katteroos	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Kawasaki	B Hep en EDTA bloed	Ingeven als CLB onbekend	Sanquin	10 ml + 4 ml	nvt
Kers	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Ketonen	U Urine portie	Samenges.pakket	AKC	8 ml	< 4 uur
Kinderscreening <4jaar + uittyp.	B Serum, hep-pl.	(kippeneiwit, koemelk, pinda, huisstofmijt, kat, hond, graspollen, berkenpollen, hazelnoot, cashewnoot, sesamzaad, kiwi, tomaat)	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Kippeneiwit Gal d1	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Kippevees	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Kiwi	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Kleihauertest	B EDTA-bloed	materiaal direct naar spec. Hematologie	olvg	1 ml	2 werkdgn
Kleur	AN		ULAB		< 4 uur
Kleur	U Urine 24u,portie		ULAB	portie	< 4 uur
Knaagdierenmengsel	B Serum, hep-pl.	cavia ep-konijne ep-hamster ep-rat-muis	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Koemelk prec. An.(z263)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Kokosnoot	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Konijnepitheel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Koorts trf reac(T904)	B Serum		Sanquin		www.sanquin.nl
Koorts trf reactie(E914)	B Bloed		Sanquin		www.sanquin.nl
Koper	B Na-hep.pl.	Na kantoortijd in koelkast	olvg	2 ml	2 wkn
Koper	U Urine 24u	hele bokaal -> SC2 Niet uitvullen!	olvg	Totaal	3 wkn
Krab	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Kreat. klaring (clearance)	Berekende bep	Serum en urine nodig	AKC		< 4 uur
Kreatinine	B Hep-EDTApl,serum		AKC	1 ml	< 4 uur
Kreatinine	F feces portie/24u		AKC	1 ml	< 4 uur
Kreatinine	AN		AKC	1 ml	< 4 uur
Kreatinine	U Urine 24u,portie		AKC	5 ml	< 4 uur
Kreeft	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Kruidpollenmengsel	B Serum, hep-pl.	bijvoet-smalle weegbree-witte of malganze voet-guldenroede-brandnetel	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Kruisbloed	B EDTA-pl.	Afdraaien, niet overgieten	LBT	5 ml	< 4 uur
Kruisproef/indirecteCoombs	B EDTA-bloed	Afdraaien, niet overgieten	LBT	5 ml	< 4 uur
Kruisproven ivm LRD	B Hep. bl, Serum		Sanquin	20 ml + 5 ml	www.sanquin.nl
Kwik	B EDTA-bloed		APOT-OLVG	7 ml	-
LAC	B	Zie lupus anti coagulans			-
Lactaat	B Hep.bloed		AKC	2 ml	< 4 uur
Lactaat	B NaF-Ox.pl.		AKC	1 ml	< 4 uur
Lactaat	L Liquor	Overleg KC	AKC	1 ml	< 4 uur
Lactaat	AN		AKC	1 ml	< 4 uur
Lactase gen	B EDTA-bloed		SAZN	0,5 ml	2 wkn
Lactosetolerantietest		Zie functiepr.(OLVG)Overleg KC			-
Latex	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
LDH	AN		AKC	1 ml	< 4 uur
LDH	L Liquor		AKC	0,5 ml	< 4 uur
LDH	B Hep-EDTApl,serum		AKC		< 4 uur
LDH-iso enzymen	B Serum, hep-pl.	mag uit hep-gel	UMC	0,2 ml	6 werkdgn
LDL-C	B Hep.pl. , serum		AKC		< 4 uur
Leukocyten	AN		hemat		< 4 uur
Leukocyten	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Levertransplantatie protocol	B EDTA-bloed		AZG	4,5 ml	
LH	B hep.pl. , serum		AKC	0,2 ml	< 4 uur
Lipase	B hep.pl.		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Lipidenspectrum	B	Zie lipoproteinespectrum			-
Lipoproteïne(a)	B EDTA-pl.		AMC		> 3 wkn
Lipoproteinespectrum	B Hep.pl.	= Chol,Trig,HDLC, LDLC	AKC	1 ml	< 4 uur
LOMWION	U	Zie Jodiumexcretie			-
Lood	U Urine 24u	hele bokaal.-> SC2 Niet uitvullen!	MED	10 ml	3 wkn
Lood	B EDTA-bloed		APOT-OLVG	7 ml	-
Lp(a)	B	Zie lipoproteïne (a)			-
Lupus Anti Coagulans(H022)	B Citraat-pl.		Sanquin		www.sanquin.nl

Lymfo subpop. NHL(P032)	B ,BM EDTA	bloed	olvg	21/5 ml	2 werkdgn
Lymfocyten	B EDTA	-bloed	hemat		< 4 uur
Lymfocyten subpopulaties	B EDTA	-bloed	olvg		4 werkdgn
Lymfocytose(P910)	B ,BM EDTA	bloed	olvg	20 ml	2 werkdgn
Lysosomale stapelingsziekten	B Hep-EDTA	pl	amc	5-10 ml	> 3 wkn
Lysozym		Ace wordt automatisch ook aangevraagd			
M. Gilbert Gen	B EDTA	-bloed	ERAS	5 ml	6 mnd
M. Kahler, multiple mye.(P917)	B ,BM EDTA	bloed	olvg	20 ml	2 werkdgn
M. Waldenstrom(P916)	B ,BM EDTA	bloed	olvg	20 ml	2 werkdgn
M.C.H.	B EDTA	-bloed = Indices	hemat		< 4 uur
M.C.H.C.	B EDTA	-bloed = Indices	hemat		< 4 uur
M.C.V.	B EDTA	-bloed = Indices	hemat		< 4 uur
Macadamianoot	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Macroglobuline A2(S016)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Magnesium	B Hep.pl. , serum		AKC		< 4 uur
Magnesium	U Urine 24u,portie		AKC	5 ml	< 4 uur
Mais	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Mangaan	B Na.-hep.pl.	Afdraaien, niet overgieten en naar SC2	olvg	2 ml	3 wkn
Mannose Bindend Lectine	B Serum		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
MBL (S029)	B	Zie mannose bindend lectine			-
Melatonine	A speeksel		Medlon	1 ml	4 wkn
Melk	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Meloen	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Mengproef APTT	B Citraat-pl.		STOL	2,7 ml	< 4 uur
Mengproef PTT	B Citraat-pl.		STOL	2,7 ml	< 4 uur
Metanefrine/Normetanefrine	B EDTA	-pl.	AMC	1 ml	> 3 wkn
Metanefrinen(+normet.fri.)	U Urine 24u,portie	CAT/MET-1fles/<16 jr naar AMC voor CAT	olvg	250 ml	2 wkn
Met-Hb	B Hep.bloed	direct naar lab!	AKC	1 ml	<30 min.
Methioninebel.test	B	Zie homocysteine			-
Methylhistamine	U Urine portie	voeg vooraf of bij verse urine <1 uur 0,5 ml 20% chloorhexidinegluconaatopl. Toe	UMCG	10 ml	4 wkn
Methylhistamine	U Urine 24u	voeg vooraf 2 ml 20% Chloorhexidinegluconaatopl. Toe	UMCG	10 ml	4 wkn
Methylimidazolazijnzuur	U Urine 24u	voeg vooraf 2 ml 20% Chloorhexidinegluconaatopl. Toe	UMCG	10 ml	4 wkn
Methylimidazolazijnzuur	U Urine portie	voeg vooraf of bij verse urine <1 uur 0,5 ml 20% chloorhexidinegluconaatopl. Toe	UMCG	10 ml	4 wkn
Methylmalonzuur	B Hep-EDTA,pl,Serum	=MMA / methylmalonic acid	CWZ	0,5 ml	2 wkn
Microalbumine	U Urine 24u,portie		OLVG	5 ml	1 werkdag
Microglobuline b-2	U Urine portie		OLVG	5 ml	3 werkdgn
Microglobuline b-2	AN		OLVG	1 ml	1 week
Microglobuline b-2	L Liquor		OLVG	0,5 ml	1 week
Microglobuline b-2	B Serum		OLVG	1 ml	1 week
Micropolyspora prec.an.(z256)	B Serum, hep-pl.	boerenlong	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Monoclon. B cel pop.(P918)	B ,BM EDTA	bloed	olvg	20 ml	2 werkdgn
Monoclon. T cel pop.(P919)	B ,BM EDTA	bloed	olvg	20 ml	2 werkdgn
M-proteïne(screening)	B Serum		olvg	min 1 ml	3 werkdgn
M-proteïne(vervolg)	B Serum		olvg	min 1 ml	3 werkdgn
MTHFR mutatie(H058)	B EDTA	-bloed Binnen 24 uur op het CLB	Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Mug	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Mutatie analyse BCR-ABL	B EDTA	-bloed Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Myel. voorlopercel kw.(M001)	BM EDTA		Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Myel. voorlopercel kw.(M001)	B EDTA	-bloed Binnen 24 uur op CLB	Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Myelodysplasie(P021)	B ,BM EDTA	bloed Binnen 24 uur op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Myositis-serologie(A052)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
naieve en memory lymfo's	B EDTA	-bloed Binnen 24 uur op CLB	Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
Natrium	F Feces portie		ULAB	Totaal	< 4 uur
Natrium	B Hep.bloed		AKC	2 ml	< 4 uur
Natrium	U Urine 24u,portie		AKC	5 ml	< 4 uur
Natrium	B Hep.pl. , serum		AKC		< 4 uur
Nephritic factor C3(C012)	B Serum	Direct invriezen	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Neuroblast.(P002)	BM EDTA		olvg	20 ml	2 werkdgn
Neuroblastoom PCR(P022)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Neuroblastoom PCR(P022)	B EDTA	-bloed Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Neutrofielen absoluut	B	Zie Absolute neutrofiel count			-
NHL (P912)	B ,BM EDTA	bloed	olvg	20 ml	2 werkdgn
Nicotine metaboliëten	B	Zie cotinine			-
Nier:Auto a.s. tegen lymfocyten	B Hep.bloed	Vrijdag voor 14u op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Nier:HLA nieuwe patient	B Stolbl, Hep-bl		Sanquin	60ml HEP+7ml S	www.sanquin.nl

Nier:HLA-A,B,C typering	B Hep.bloed		Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Nier:HLA-DR, DQ typering	B Hep.bloed		Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Nier:Specific a-HLA a.s.(20ml)	B Stolbloed		Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Nier:Specific a-HLA a.s.(5ml)	B Stolbloed		Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Niersteen analyse	steentje		MCZ	-	
Nitriet	U Urine	Niet via glims aan te vragen	ULAB	1 ml	< 4 uur
NK-cellen	B	zie Lymfo subpopulatie CD16/CD56			-
Noradrenaline	U	Zie Metanefrinen			-
Norepinefrinen	U	Zie Noradrenaline			-
Normetanefrine	U	Zie Metanefrinen			-
Notenmengsel	B Serum, hep-pl.	f201-f202-f203-f256	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Notenmengsel	B Serum, hep-pl.	f13-f17-f18-f20-f36	OLVG	1 ml	3 werkdgn
NSE (neurospecif. enolase)	B Serum	Binnen 1 uur afdraaien en overgieten!	OLVG	0,5 ml	1 werkdag
nt-pro BNP	B Hep.pl.		AKC	0,5 ml	< 4 uur
NTx	B Serum		ERAS	0,5 ml	1 maand
Occult bloed	AN	Evt dieet	AKC	portie	< 4 uur
Occult bloed	MA		AKC	portie	< 4 uur
Occult bloed	F		AKC	portie	< 4 uur
Occult Bloed pasgeborene	F, MA	kan op slab/kleding ed worden aangeboden	OLVG		1 werkdag
Oestradiol	B hep-pl., serum		AKC	0,2 ml	<2 uur
Oestron (E1)	B Serum, EDTA-pl.		UMCU	2,5 ml	1 wweek
Olijf	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Onderz.irr.antistoffen(E911)	B Bloed		Sanquin		www.sanquin.nl
Onderz.X-pr.probleem(E912)	B Bloed		Sanquin		www.sanquin.nl
Onderzoek naar auto-ast. (W916)	B hep.bl.	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Opson. act. Serum(N003)	B Serum		Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Osm.resist. na 24 uur	B Hep.pl.	Afspraak SH	olvg		3 werkdgn
Osmolaliteit	B Serum, hep-pl.		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Osmolaliteit	U Urine portie		AKC	5 ml	< 4 uur
Osmotische resist.	B Hep.pl.	Afspraak SH	olvg		3 werkdgn
Osteocalcine (BGP)	B EDTA-pl	niet op vrijdag verzenden/ingevroren versturen	VUMC	1 ml	2 mnd
overige biologische antistoffen	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
overige biologische concentraties	B Serum		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Oxalaat, oxaalzuur	U Urine 24u	op afd in kk, pH 1,2 - 2,0 (op etiket) Wordt ook weggezet als uitzoekbepaling	LUMC	10 ml	> 3 wkn
P.A.S.	BM	Kleuring	olvg		-
P.A.S.	B	Kleuring	olvg		-
P1NP	B Serum	niet op vrijdag verzenden	VUMC	0,5 ml	1 mnd
P3NP (procollageen peptide type 3)	B Serum		VUMC	1 ml	3 wkn
Paarderoos	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Papegaai ver./fa prec.an.(z261)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Papegaaienveren	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Paprika	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Paraneopl neurologische antist.	L liquor		ERAS	2 ml	> 3 wkn
Paraneopl neurologische antist.	B Serum		ERAS	4 ml	
Paranoot	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Parathormoon	B EDTA-pl.		OLVG	0,5 ml	1 werkdag
Parkiet veren/fa.prec.an.(z262)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
PBG deaminase act in ery	B Hep bloed		ERAS	10 ml	3 wkn
PCA3	U Urine portie			2,5 ml	2 wkn
PCR	B	Zie F5M, F2M			-
Pecannoot	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Peer	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Penicilloyl G	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
penicilloyl V	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Percent.CD34+cellen(P033)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	21/5 ml	www.sanquin.nl
Percent.CD34+cellen(P033)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	21/5 ml	www.sanquin.nl
Peridos screening		zie Aangeb.afw.1e trim (AMC)			
Peroxisomale stoornissen	B EDTA-bloed	Ma,Di,Wo	AMC	4 ml	> 3 wkn
Perzik	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Peulvruchten	B Serum, hep-pl.	f12-f13-f14	OLVG	1 ml	3 werkdgn
pH	F Feces		ULAB		< 4 uur
pH (1 decimaal)	U Urine 24u, MA, AN		AKC	1 ml	< 4 uur
Pijnboompit	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Pinda	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn

Pistachenoot	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Plasma viscositeit	B EDTA-pl.		ERAS	2 ml	1 week
Plasmino.activiteit (H041)	B Citraat-pl.		Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
Plasmino.antigeen(H042)	B Citraat-pl.		Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
PLL(P914)	B ,BM EDTAbloed	Niet koelen	olvg	20 ml	2 werkdgn
PNH	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur op CLB voor 09:00 niet op vr.	Sanquin	8 ml	www.sanquin.nl
Porfobilinegeen	U Portie,Urine 24u	voeg vooraf 2-3 ml NaHCO3 toe	olvg	10 ml	6 werkdgn
Porfyrinen	U Urine 24u	voeg vooraf 2-3 ml NaHCO3 toe	olvg	10 ml	6 werkdgn
Porfyrinen	F Feces portie		DEV	paar gram	2 wkn
Preventie Rh.c immuni.(E948)	B EDTA-bloed		Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
Preventie Rh.D immuni.(E940)	B EDTA-bloed		Sanquin	10 ml	www.sanquin.nl
Pro-alpha C	B Serum	Per 05-03-2010 niet meer bepaald	ERAS	500 ul	4 wkn
pro-BNP	B	Zie nt-pro BNP			-
Procalcitonine	B Serum, hep-pl.		OLVG	2 ml	1 week
Progesteron (P4)	B hep-pl., serum		olvg	0,2 ml	1 werkdag
Progesteron 17OH	B Serum, hep-pl.		AMC	1 ml	> 3 wkn
Prolactine	B Hep.pl.,serum	EDTA.pl. Alleen iom KC	AKC	0,2 ml	<2 uur
Prolactinetest		Zie functiepr.(OLVG)Overleg KC			-
prot.C activiteit (H952)	B Citraat-pl.	indien verlaagd ook antigeen	Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
Protamine	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Proteïne C activiteit (H928)	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	1 week
Proteine C resistentie	B	Zie APC resistentie			-
Proteïne S vrij antigeen (H931)	B Citraat-pl.		Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
Protoporfyrine	B EDTA-bloed	Wikkelen in aluminium folie	ZHD	4 ml	
Protoporfyrine zink (erythrocyten)	B EDTA-bloed		UMCU	1 ml	2 wkn
ZPP					
Protrombine mutatie (h057)	B EDTA-bloed	factor II mutatie 20210A	Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Pruim	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
PSA (Roche)	B Serum, hep.pl.	hep.pl. Alleen in overleg met KC	AKC	0,5 ml	< 4 uur
PTH	-	zie parathormoon			-
PTH peroperatief	B EDTA-pl.	direct naar lab!	AKC	0,5 ml	<30 min.
PTH related peptide	B EDTA-pl.	Op ijs	YSEL	1 ml	> 3 wkn
PTT( / INR)	B Citraat-pl.		STOL	2,7 ml	< 4 uur
PTT(sec)	B Citraat-pl.		STOL	2,7 ml	< 4 uur
Pyridoxaal fosfaat	B	Zie vitamine B6			-
Pyruvaat	B Voorbewerken	Overleg KC	AMC	1 ml	6 werkdgn
Pyruvaat	L Voorbewerken	Overleg KC	AMC	1 ml	6 werkdgn
Pyruvaat kinase(B008)	B EDTA-bloed	Niet afdraaien, wordt automatisch B005			www.sanquin.nl
rAra h 8	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Ratio TE / Kreat.	U	Zie Eiwit/Kreat.ratio			-
Ratmengsel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
rBet v 1	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Renine	B EDTA-pl.	Binnen 1 uur afdraaien en overgieten!	olvg	2,0 ml	4 wkn
Reptilasetijd	B Citraat-pl.		OLVG	2,7 ml	< 4 uur
Reticuline vezels, as tegen	B	Zie coeliakie-onderzoek			-
Reticulocyten	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Reumafactoren (ELIA)	B Serum, hep.pl.	zie ook reumaserologie	OLVG	1 ml	1 week
Reumaserologie	B	= Reumafactor, a-CCP			
rGly m 4	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
RhD bloedgroep problemen	B EDTA-bloed		Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
Rhesus D	B EDTA-pl.	Afdraaien, niet overgieten	LBT	5 ml	< 4 uur
Rhesus navelstreng	B EDTA-pl.	Afdraaien, niet overgieten	LBT	5 ml	< 4 uur
Rhesusfactor	B EDTA-pl.	Afdraaien, niet overgieten	LBT	5 ml	< 4 uur
Ristocetine cofactor (H013)	C Citraat-pl.		Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
RumpelLeede	B Bloed		OLVG		1 werkdag
Runder-roos	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Rundvlees	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Ruwe berk	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
S-100	B Serum		AVL	0,5 ml	2 wkn
Saccharomyces Al.(R321)	B Serum	Bakkersgist	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
Saccharomyces Al.(r321)	B Serum, hep-pl.		OLVG	0.5 ml	3 werkdgn
Schillingtest	U	Vervallen per 2005			-
Schimmelmengsel	B Serum, hep-pl.	penicillium notatum-cladosporium herbarum-aspergilles fumigatus-alternaria tenuis	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Scr.irre.ery(E943)	B EDTA-bl + STOL		Sanquin	7 ml	www.sanquin.nl
Screening inhalatie allergie + uittyp.	B Serum, hep-pl.	(huisstofmijt, kat, hond, graspollen, boompollen, kruiden, schimmels)	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Screening voedsel allergie + uittyp.	B Serum, hep-pl.	(kippeneiwit, pinda, koemelk, vis (kabeljauw), soja, tarwe, hazelnoot, cashewnoot, sesamzaad, kiwi, tomaat)	OLVG	1 ml	3 werkdgn

Sediment (ULAB)	U Urine portie	Samengest.pakket	ULAB	8 ml	< 4 uur
Selderij	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Selectiviteitsindex	B Serum, hep-pl.	Ook urine nodig	olvg	0,5 ml	3 werkdgn
Selectiviteitsindex	U Urine 24u	Ook serum nodig	olvg	10 ml	3 werkdgn
Selenium	B Na.-hep.pl.	Afdraaien, niet overgieten en naar SC2	MED	2 ml	2 wkn
Serotonine	B EDTA-bloed	1 EDTA extra voor trombotelling	VUMC	2 ml	2 wkn
Serum viscositeit	B Serum		ERAS	2 ml	1 week
Sesamzaad	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
SHBG	B Hep.pl.		OLVG	0,5 ml	1 werkdag
Sikkelcelanemie	B	Zie hb-elec;Sikkelcelanemie			-
Sinaasappel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Sirolimus	B EDTA-bloed		UMCG	7 ml	?
Soja	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Soluble IL2receptor	B Serum	Binnen 1 uur afdraaien en overgieten!	SAZN	1 ml	3 wkn
Somatomedine-C	B	Zie IGF1			-
Soortelijk gewicht (Urine)	U Urine portie/24u		ULAB	1 ml	< 4 uur
Spec.HLA- Antistoffen	B EDTA.bl, Serum		Sanquin	15 ml	www.sanquin.nl
Specificiteit a-HLA a.s	B Serum		Sanquin	15 ml	www.sanquin.nl
Spectrine, memb.prot	B Hep.bloed	niet op vrijdag afnemen, Ma t/m DO tot 14 uur	Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Spijtlquor	L Liquor		OLVG		3 mnd
Spijtserum	B Ser/edta,cit-pl.		olvg	0,5 ml	3 mnd
Spijturine	U Urine		OLVG		3 mnd
Sudan-Black	BM	Kleuring	olvg		-
Sudan-Black	B	Kleuring	olvg		-
Synacthen screening test		Zie functiepr.(OLVG). Overleg KC.			-
Syndroom van Gietelman	B Hep.bloed	Niet afdraaien	UMCR	2 x 10 ml	
T gam.lymfocytose/neutro(P920)	B ,BM EDTAbloed		olvg	20 ml	2 werkdgn
t(1,19)trans.by pB-ALL(P030)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(1,19)trans.by pB-ALL(P030)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(11;14)trans.bij NHL(P036)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(11;14)trans.bij NHL(P036)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(14,18) trans.bij NHL(P013)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(14,18) trans.bij NHL(P013)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(15,17)trans.by PLL(P031)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(15,17)trans.by PLL(P031)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(2,5)transloc. bij NHL(P037)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(2,5)transloc. bij NHL(P037)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(8,14)-(t8,22) transloc.(P028	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(8,14)-(t8,22) transloc.(P028	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(8;21) AML (P038)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	2 ml	www.sanquin.nl
t(8;21) AML (P038)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
t(9,22) trans.by CML(P029)	B ,BM EDTAbloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
T3-reverse	B serum		AMC	1 ml	> 3 wkn
T3-uptake	B Hep.pl.		AMC	1 ml	> 3 wkn
T4	B Hep.pl., serum		olvg	0,2 ml	1 werkdag
T3-vrij (FT3)	B Hep-pl., serum		AKC	0,2 ml	< 4 uur
T4-vrij (FT4)	B Hep-pl., serum		AKC	0,2 ml	< 4 uur
Taaismijziekte-DNA onderz	B	Zie cystic Fibrose-DNA onderzoek			-
Tacrolimus	B EDTA-bloed		AMC	4 ml	1 werkdag
TARC (Thymus Activation Regulated Chemo)	B Serum		UMCG	1 ml	>3 wkn
Tarwe	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Tau (totaal,p)	L liquor	In polypropyleen buis opvangen, direct afdraaien	VUMC	2,0 ml	1 mnd
TBG-kwant.	B Hep.pl., serum		AMC	1 ml	> 3 wkn
TBI	B	Zie as TSH-receptoren			-
Testosteron	B hep.pl., serum		olvg	0,5 ml	1 werkdag
Testosteron vrij	Berekende bep	test,shbg	olvg		1 werkdag
TgamLycytose(P920)	B EDTA-bloed	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
TgamLycytose(P920)	BM	Binnen 24 uur voor 09:00 op CLB	Sanquin	20 ml	www.sanquin.nl
Thalassemie	B	Zie Hemoglobinopathie / DNA-analyse tbv a-thalassemie			-
Thermoact.vul. Prec.an.(z257)	B Serum, hep-pl.	boerenlong	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
THF/CORT-ratio	U Urine		AMC	10 ml	
THF/THE cortisol (steroid profiel)	U Urine 24u		UMCG	10 ml	2 wkn
Thiamine	B	Zie Vitamine b1			-
Thyr. Inh. Imm	B	Zie TBII			-
Thyreoglobuline	B Serum		AMC	1 ml	1 week
Timotheegras	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn

Tomaat	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Tonijn	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Totaal Eiwit/Kreatinine	U	Zie eiwit/kreat ratio			-
TRALI(T903)	B	Alleen na telefonische afspraak	Sanquin		www.sanquin.nl
Transferrine	B Hep.pl. , serum		AKC		< 4 uur
Transferrine/IJzer verz	B	Zie IJzer/transferrine verz.			-
Transferrine-IEF (CDG)	B Serum,hep-pl.		AMC	1 ml	> 3 wkn
Transfusie problematiek/Kruisproblemen	B Serum, EDTA-pl	Direkt naar LBT	Sanquin	14 ml + 8 ml	www.sanquin.nl
TRH-test		Zie functiepr (OLVG). Overleg KC.			-
Triglyceriden	B Hep-EDTApI,serum	nuchter	AKC		< 4 uur
Triglyceriden	AN		AKC		< 4 uur
Triglyceriden	U Urine portie	i.o.m KC			-
Triple-test	B	Zie Aangeb. afwijk (Bilthoven)			-
Trombinetijd (H004)	B Citraat-pl.		Sanquin	2,7 ml	www.sanquin.nl
Trombo bloedgr.fenotyp	B		Sanquin		www.sanquin.nl
Trombo refractair (T902)	B Serum		Sanquin		www.sanquin.nl
Trombo risto gev.test	B		OLVG	10 (x3)	4 werkdgn
Trombocyten	B EDTA-bloed		hemat		< 4 uur
Trombocyten antistoffen (T924)	B EDTA + Stolbloed	Binnen 24 uur op CLB	Sanquin	25+8ml	www.sanquin.nl
Trombocyten uit citraat	B Citraatbloed		hemat	2,7 ml	< 4 uur
Trombocytopenie van pasgeborene/foetus	zie notabene	Binnen 24 uur op CLB, ALLEEN NA TELEFONISCH OVERLEG!	Sanquin	zie notabene	www.sanquin.nl
Trombofilie Algemeen	B	In overleg met stolling			-
Trombofilie habituele abortus	B	In overleg met stolling			-
Trombofilie screening pakketten	B	Zie Habituele abortus, algemeen of Young stroke			
Trombofilie young stroke	B	In overleg met stolling			-
Trombopenie na transf.(T906)	B EDTA + Stolbloed	Binnen 24 uur op CLB	Sanquin	30+10 ml	www.sanquin.nl
Trombopoietine(T023)	B EDTA-bloed		Sanquin	4 ml	www.sanquin.nl
Tropenine-T (HS)	B Hep.pl.		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Tryptase	B Serum		ERAS	1 ml	> 3 wkn
TSH	B Hep-pl., serum		AKC	0,4 ml	< 4 uur
TSI (=as. TSH receptoren)	B	Zie as. TSH receptoren			-
Ureum	B Hep-EDTApI,serum		AKC		< 4 uur
Ureum	AN		AKC		< 4 uur
Ureum	U Urine 24u,portie		AKC	5 ml	< 4 uur
Urinezuur	U Urine 24u,portie	DC/PG: 50 ml + etiketten naar AKC	AKC	5 ml	< 4 uur
Urinezuur	B Hep-EDTApI,serum		AKC		< 4 uur
Urinezuurkristallen	A	Gaat naar PA-lab			
Uroporfyrine	U	zie porfyryne			-
Varkensvlees	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
verenmengsel	B Serum, hep-pl.	ganze veren-kippeveren-eende-veren	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Vertering	F	Zie Amylum en Vet			-
Vervolg array CGH	B EDTA bl, HEP bl.	Voor 11.30->Receptie	AMC	2x 7ml	nvt
Vet kwalitatief	F Feces portie		AKC		< 4 uur
Vetbalans	F Feces 3 porties	3x24-uurs	olvg	50 gr	2 wkn
Vetzur. z.lange C22/24+C26	B EDTA-pl.	Direkt verzenden	AMC	10 ml	> 3 wkn
Vetzuren lange C14-24	B EDTA-bloed	Direkt verzenden	AMC	5 ml	> 3 wkn
Vetzuren vrij (FFA)	B Serum		AMC	1 ml	-
VGCC (voltage- gated calcium channel	B Serum		ERAS	4 ml	> 2 wkn
VIP en PPI	B Speciale buis	Speciale afnamecondities en buizen UMC	UMC		> 3 wkn
Viscositeit Plasma	B	Zie Plasma Viscositeit			-
Viscositeit Serum	B	Zie Serum Viscositeit			-
vismengsel	B Serum, hep-pl.	f50-f205-f3-f254	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Vitamine A	B Serum		olvg	0,5 ml	3 wkn
Vitamine B1 (thiamine)	B EDTA-bloed,hepbl	B1/B6 uit 1 buis	olvg	4 ml	3 wkn
Vitamine B12	B Hep-pl., serum		AKC	0,2 ml	< 4 uur
Vitamine B2 (Flavine Adenine Dinucleotide)	B EDTA-bl.	bewaren maximaal 6 dgn bij KT	SSDZ	4 ml	2 wkn
Vitamine B6	B EDTA-bloed,hepbl	B1/B6 uit 1 buis	olvg	4 ml	3 wkn
Vitamine D (25 OH-)	B hep-pl. Serum		AKC	0,5 ml	< 4 uur
Vitamine D 1,25	B Serum, hep-pl.	Wordt automatisch vitamine D toegevoegd	YSEL	2 ml	> 3 wkn
Vitamine E	B Serum		olvg	0,5 ml	3 wkn
Vitamine K	B Serum		SSDZ	1 ml	2 wkn
VLDL	B Hep.pl.	Wordt berekend	AKC		< 4 uur
Vleesmengsel	B Serum, hep-pl.	varkensvlees-rundvlees-kippevlees	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Vlg.irre.ery(E945)	B Stol- + EDTA-bl.		Sanquin	2x 7 ml	www.sanquin.nl

VMA	U Urine 24u		AMC	100 ml	3 wkn
Voedselmix algemeen	B Serum, hep-pl.	eiwit-melk-vis-tarwe-pinda-soja	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Volieredvogelmengsel	B Serum, hep-pl.	grasparkiet,papagaai,vink,parkiet,kanarie	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Volume	AN		AKC		< 4 uur
Volume	U Urine 24u		AKC		< 4 uur
Volume	F feces portie/24u		AKC		< 4 uur
Von Willebrand factor act.(H013)	B Citraat-pl.	ristocetine cofactor	Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Von Willebrand factor antigeen(H014)	B Citraat-pl.		Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
Voorraadmijten Al.(r170)	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Vrije korte ketens	U Urine	zie Bence jones	OLVG		
Vrije lichte ketens+ratio	B Serum		OLVG	1 ml	1 week
Vrije PSA	B Serum		VUMC	1 ml	>1 mnd
Vrije T3	B Serum		ERAS	1 ml	1 mnd
vWF cleav.prot.act.(H063)	B Citraat-pl.	(ADAMTS13-activiteit)	Sanquin	1,0 ml	www.sanquin.nl
vWF DNA-typ.	B EDTA-bloed		Sanquin	5 ml	www.sanquin.nl
Walnoot	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 wkn
Wespegif	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Wespegif Al.bl.as.(z193)	B Serum, hep-pl.	Bepalen met eerder ingezonden monster	Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Wespegif Al.bl.as.(z196)	B Serum, hep-pl.		Sanquin	1 ml	www.sanquin.nl
Xantine + hypoxantine	U Urine 24u		AMC	200 ml	> 3 wkn
Yzerkleuring	B	Kleuring	olvg		-
Yzerkleuring	B	Kleuring	olvg		-
Zalm	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Zeebanketmengsel	B Serum, hep-pl.	vis-garnaal-blauwe mossel-tonijn-zalm	OLVG	1 ml	3 werkdgn
Zeeuwse-mossel	B Serum, hep-pl.		OLVG	1 ml	3 werkdgn
Ziekte van Huntington	B EDTA-bloed		LUMC	7 ml	6 mnd
Zink	B Na-hep.pl.	Na kantoortijd in koelkast	olvg	2 ml	2 wkn
Zink	U Urine 24u	Hele bokaal -> SC2, Niet invullen!	olvg	Totaal	4 werkdgn
Zure fosf. Na tartraat	B	Kleuring	olvg		-
Zure fosf. Na tartraat	BM	Kleuring	olvg		-
Zure fosfatase	BM	Kleuring	olvg		-
Zure fosfatase	B	Kleuring	olvg		-
Zuurgraad	U Urine 24u,portie	Samenges.pakket	AKC	8 ml	< 4 uur
Zuurgraad	F Feces portie		olvg		1 werkdag
Zwangerschapstest	U Urine portie		AKC	1 ml	< 4 uur